


Instrucciones de manejo

Cámaras de recuento conforme con DIN 12847

Aplicación

Las instrucciones de manejo son vigentes para todas las cámaras de recuento de la lista tabulada UDI que son marcadas en su rotulación diagnósticos-in-vitro **IVD** y provistas de la observación a las instrucciones de manejo. 

Cámaras de recuento UDI
4262367210003

Cámaras de recuento, para los diagnósticos-in-vitro según la norma (EU) 2017/746 hechas de vidrio óptico especial y aptas para exámenes microscópicos.

Indicación

Se utilizan **cámaras de recuento** para contar células u otras partículas (p.ej. leucocitos y eritrocitos en la sangre, bacterias en medio líquido). El conteo se realiza después de poner un cubreobjeto en la cámara bajo el microscopio.

Se realiza por personal cualificado en los laboratorios, entonces, no es tarea del fabricante describir el procedimiento empleando según la tarea colocada para llenar la cámara y contar las partículas. Dependiente de la tarea hay amplias bibliografías y manuales.

Instrucción de manejo general

Atención



Antes del uso lean los datos de información muy esmeradamente.



Si haya daños u observaciones de roturas de vidrio al abrir el empaque no usen las cámaras.

La utilización diagnóstica de las cámaras de recuento y la evaluación de los preparados las realizan un médico o personal cualificado bajo responsabilidad del médico.


Se debe cumplir con la respectiva situación legal nacional y con las normas de higiene y prevención de accidentes.



Presten atención cuándo usen preparados potencialmente infecciosas llevando vestido y equipamente de protección personalmente apropiado. Observen la calidad del aire ambiental conforme a los reglamentos nacionales (p.ej. la norma para la higiene hospital y la prevención de infecciones, Instituto Robert Koch) debe ser garantizada para el diagnóstico en los laboratorios.

Uso

- Las cámaras de recuento son hechas de vidrio. Hay riesgo de rotura y daño corporal al usar sin cuidado.
- El fondo de la cámara de recuento y la superficie (vean el imagen) están pulidos. Eviten daños mecánicos de la superficie.
- El retículo en el fondo de la cámara de recuento ha sido fabricado con una tolerancia menos de $2\mu\text{m}$. Eviten daños mecánicos y choques de temperatura.
- Varios usos de la cámara de recuento requieren limpieza bajo la observación de las indicaciones arriba mencionadas. Limpíen la cámara con el mayor esmero y cuidado para evitar lesiones y daños de la cámara. Varios usos de la cámara de recuento son posibles después de limpiarla con un desinfectante suave. No utilicen productos de limpieza con ácidos ni alcalinos fuertes ó solventes.





Aviso

Todas las incidencias ocurridas con graves consecuencias con respecto al producto tienen que ser avisadas a Poly-Optik como fabricante y a la autoridad competente del país miembro dónde el usuario reside.

Fabricante



Poly-Optik GmbH
Obere Marktstraße 3
07422 Bad Blankenburg
Deutschland
Tel.: +49 (0) 36741 2284
Fax; +49 (0) 36741 2325
E.Mail: info@poly-optik.de
Internet: www.poly-optik.de

Signatario

Dr. Axel Weidner, gerente y persona responsable
para la observación de las normas de Poly-Optik GmbH

Proprietario de la marca MARIENFELD SUPERIOR

Paul Marienfeld GmbH & Co. KG
Am Wöllerspfad 4
97922 Lauda-Königshofen
Deutschland